НАСАДКИ К ЗВУКОВЫМ ЩЕТКАМ OMRON

Звуковые зубные щетки Omron — это прекрасный инструмент по профилактике и гигиене полости рта: современная звуковая технология в сочетании с тремя типами насадок позволяет эффективно и аккуратно удалять зубной налет.

Для Вашей зубной щетки OMRON Вы можете дополнительно приобрести любую из трех насадок. Используйте насадку в соответствии с Руководством по эксплуатации к Вашей зубной щетке.

Рекомендуется заменять насадку для щетки не менее одного раза в три месяца или по мере износа.



Triple Cleaning Head

Насадка с 3 типами щетинок для эффективного удаления зубного налета



- ① Спиралевидные бело-голубые щетинки эффективно удаляют зубной налет с боковой поверхности зубов
- Белые щетинки разной длины для удаления налета из зубодесневых карманов
- Полубые щетинки с формой ограненного алмаза тщательно удаляют зубной налет под любым углом с поверхности каждого зуба

Super-Fine Soft Bristle Head

Насадка с мягкой и густой щетиной для деликатной чистки. Идеально подходит для чувствительных десен.



- ① Около 150 мягких густо расположенных белых щетин ок, которые вычищают зубной налет с поверхности зубов и между ними
- ② Голубые щетинки разной длины для удаления налета из зубодесневых карманов

Point Brush

Точечная насадка для эффективной чистки между зубами и труднодоступных областей, идеально подойдет для чистки брекетов, а также скученно расположенных зубов.